

ETIQUETTE PATIENT

ETIQUETTE UF
PRESCRIPTEURRESERVE AU
LABORATOIRE

Nom du Prescripteur :

Nom du Préleveur :

Laboratoire



DATE

HEURE

☐ URGENT☐ Confidentialité demandée
(aucun compte rendu patient)

Réservé CDP/CRB

☐ CDP HE☐ CDP GM☐ CRB☐ PAS de mail CDP☐ Microméthode☐ Avant dialyse☐ Après dialyse☐ Insuff. rénale☐ Diabète☐ Cirrhose☐ Dysglobulinémie☐ Grossesse☐ Kyste(s) ovarien(s)☐ Retard pubertaire☐ Cordarone☐ Prise de biotine☐ Lithiase urinaire☐ Syndrome néphrotique☐ Renseignements cliniques

EXAMENS SANGUINS (tubes au verso)

ION ☐ Na + K + Cl
IONO ☐ ION + CO₂ + PRO + TA
☐ IONO + Créatinine☐ Créatinine + CKDEPI
☐ Calcium ☐ Sodium
☐ Glucose ☐ Potassium
☐ Urée ☐ CO₂ total
☐ Protéines☐ Acide urique
☐ Phosphore
☐ Magnésium
☐ Osmolalité mesurée
☐ Alcool non médicolégal
☐ Bilirubine totale☐ Calcium ionisé
☐ Calcium ionisé post filtre**BHEP** ☐ ASAT+ALAT+GGT+PAL
☐ CPK
☐ LDH
☐ ASAT
☐ ALAT
☐ GGT
☐ Phosphatases Alcalines
☐ Lipase☐ Enzyme de conversion☐ Troponine Ic
☐ Myoglobine
☐ NT-pro-BNP
☐ Homocystéine
☐ CRPhs**EAL** ☐ Explo. anomalie lipidique
☐ Cholestérol total
☐ Triglycérides
☐ Apolipoprotéine A1
☐ Apolipoprotéine B**BF** ☐ Coefficient de saturation
(Fer - Transferrine)
☐ Ferritine
PINI ☐ Calcul (ORO. x CRP) / (PAB x ALB)
☐ Préalbumine
☐ Albumine
☐ Haptoglobine
☐ Orosomucoïde
☐ Rétinol BP
☐ Alpha1antitrypsine
☐ Céruloplasmine
☐ Alpha 2 macroglobuline
☐ CRP
☐ PCT**RENS**☐ Electro. protéines ELPRO☐ PDCI* ☐ ACM*☐ CDT☐ Protéine S100B☐ Lactate
☐ Glycémie isolée
☐ Glycémie à jeun
☐ Glycémie post prandiale☐ Ammoniémie
☐ Art ☐ Vein ☐ Cap☐ Hémoglobine glyquée

Type de diabète :

☐ Acides biliaires☐ TSH
☐ T4 libre
☐ T3 libre
☐ Thyroglobuline
☐ Ac anti-Thyroglobuline
☐ Calcitonine
☐ DDR :/...../.....
☐ hCG grossesse
☐ hCG marqueur tumoral
☐ FSH
☐ LH
☐ Estradiol
☐ Progestérone
☐ AMH
☐ Prolactine
☐ Delta 4 Androstènedione
☐ Testostérone
☐ Sulfate de DHEA
☐ 17-OH-progestérone
☐ 11-désoxycortisol (composé S)
☐ Cortisol
☐ ACTH
☐ Insuline
☐ Peptide C
☐ GH
☐ IGF1
☐ IGF-BP3
☐ Cross-Laps (CTX)☐ Parathormone (PTH)
☐ PTH per opératoire Temps
☐ 25OHD Vitamine D(D2+D3)
☐ Vitamine B12
☐ Folate sérique (Vit. B9)
☐ Folate érythrocytaire
☐ Vitamine A
☐ Vitamine E
☐ Vitamine B1
☐ Vitamine B6
☐ Vitamine C
☐ ACE
☐ CA 125
☐ CA 19-9
☐ CA15-3
☐ AFP
☐ PSA
☐ CYFRA 21-1
☐ NSE Pas d'envoi via pneumatique
☐ B2 microglobuline
☐ Aldostérone assise
☐ Rénine assise
☐ Aldostérone couchée
☐ Rénine couchée
☐ Aldostérone debout
☐ Rénine debout
☐ Aldost. pos. non renseignée
☐ Rénine pos. non renseignée

EXAMENS URINAIRES tube bouchon beige

☐ Miction
OU Diurèse des 24 heures (à renseigner ci-dessous)

L	dL	cL	mL

☐ Taille.....cm
☐ Poids.....kg

Clairances (sang et urines de 24h)

☐ Créatinine
☐ Phosphore☐ Recherche de sang
☐ Recherche acétone
☐ Osmolalité

Estimation DFG pédiatrique

(taille obligatoire)

☐ Formule de Schwartz

Test à la Dexaméthasone

Type freinage :
Temps freinage :
☐ Cortisol libre☐ Na K Cl
☐ Urée
☐ Créatinine
☐ Protéines
☐ Glucose
☐ Calcium
☐ Phosphore
☐ Acide urique
☐ Albumine
☐ Magnésium☐ Electro. protéines
☐ Cortisol libre

Réservé Laboratoire

☐ Non conformité bloquante☐ Tube surnuméraire☐☐☐ PAHEP☐ QFAF HEP☐ Navette☐ Scan Ordo☐ Date/heure fausse☐ Case non/mal cochée☐ QFAF SEC☐ Absence rens. cliniques☐ Convenance perso.☐ Autre analyse☐☐



Cocher impérativement dans la case
PAS DE FEUTRE

- ☎ Prendre contact avec le laboratoire
- Echantillon à l'abri de la lumière
- ❄ Echantillon dans système réfrigéré
- 🚚 Transport < 1 H

Examen souligné = tube dédié

SANG



LCR



Bouchon blanc

URINES et LIQUIDES



Bouchon beige

Abréviations :

* PDCI :
Prise de produit de contraste iodé

* ACM :
Anticorps monoclonal

RESERVE AU
LABORATOIRE



LCR tube sec bouchon blanc

- ☐ Protéines-Glucose
- ☐ Chlore
- ☐ Lactate ❄
- ☐ Pyruvate (+ lactate) ❄

- ☐ Immunofixation LCR

Impératif : sang sur tube sec

+ feuille de rens. cliniques

- ☎ ☐ Marqueurs Alzheimer

Tau P-Tau

ABéta1-42 ABéta1-40

Impératif : feuille suivi LCR

Tube à demander au laboratoire

- ☐ Pigments biliaires

Impératif : sang sur tube hépariné

+ feuille de rens. cliniques

Laboratoire : aspect avant centri

- ☐ CLAIR ☐ TROUBLE
- ☐ XANTHO ☐ HEMOR

LIQUIDES tube bouchon beige

Nature du liquide :

- ☐ Ascite
- ☐ Pleural
- ☐ Pancréatique
- ☐ Péritonéal
- ☐ Cytoponction ganglionnaire
- ☐ Articulaire
- ☐ Autres :

Localisation :

- ☐ Gauche ☐ Droite

Analyses :

- ☐ Sodium ☐ Amylase
- ☐ Potassium ☐ Lipase
- ☐ Chlore ☐ Glucose
- ☐ Protéines ☐ Albumine
- ☐ Créatinine ☐ Ac biliaires
- ☐ LDH ☐ ACE
- ☐ Trigly. ☐ CA19-9
- ☐ Thyroglob.
- ☐ Autres :

Laboratoire : aspect avant centri

- ☐ CLAIR ☐ TROUBLE
- ☐ FIBRINEUX ☐ HEMOR

CHROMATOGRAPHIE des Acides Aminés



- ☐ Chromato AA plasma ❄❄
- ☐ Chromato AA urines ❄❄
- ☐ Chromato AA LCR ❄❄

Impératif : feuille rens. cliniques

Laboratoire : aspect avant centri

- ☐ CLAIR ☐ TROUBLE

- ☐ XANTHO ☐ HEMOR

Potentiels REDOX

Cocher selon le nbre de tps (☎❄❄)

- ☐ 1 ou 2 temps

- ☐ 3 ou 4 temps

- ☐ plus de 4 temps

Instant :

Indiquer X/X temps :

Joindre feuille rens. cliniques

Tube à demander au labo

ENZYMOLOGIE

- ☐ Lysozyme
- ☐ Lysozyme urinaire
- ☐ Adénosine désaminase (liquide)
- ☐ Aldolase Pas d'envoi par pneumatique
- ☐ Pseudocholinestérase
- ☐ G6PDH / Pyr. kinase 1 tube sans gel
- ☐ GUT (dépi. galactosémie)

SELLES

- ☐ Recherche de sang
- ☐ Calprotectine

MARQUEURS DE FIBROSE

- ☐ Fibrotest
- ☐ Hépascore

1 Tube hépariné + 1 Tube sec

LIQUIDES BIOLOGIQUES

- ☐ Chlore dans la sueur

SALIVE

- ☐ Cortisol salivaire
- Heure de recueil :
- ☐ Débit salivaire
- Temps de recueil :

Bêta-2-transferrine

- ☐ Recherche Bêta-2-transferrine

Nature de l'écoulement :

.....

Impératif : sang sur tube sec

EPREUVES

HGPO 3 temps

- ☐ Glucose sang (0, 60 et 120 mn)

Test de jeûne

Jour du test :

Temps :

- ☐ Glucose (6 temps)

- ☐ Insuline (6 temps)

- ☐ Peptide C (6 temps)

Temps suppl :

- ☐ Glu. Insuline Peptide C (Tps suppl)

Autres tests sur Glucose - Insuline Peptide C - hGH

Nom :

Temps :

- ☐ Glucose (jusqu'à 11 temps)

- ☐ Insuline (jusqu'à 11 temps)

- ☐ Peptide C (jusqu'à 11 temps)

- ☐ hGH (jusqu'à 12 temps)

Tests sur FSH - LH

- ☐ FSH LH (0, 20, 30, 60 mn)

Nom :

Temps :

- ☐ FSH LH (jusqu'à 7 temps)

Test au Synacthène

1er temps: 2ème temps:

3ème temps:

- ☐ Cortisol (2 temps)

- ☐ Cortisol (3 temps)

- ☐ SDHA (3 temps)

- ☐ Delta 4 (3 temps)

- ☐ 17-OH-progestérone (3 temps)

- ☐ 11-désoxycortisol (3 temps)

Test à la Dexaméthasone

Type freinage :

Temps freinage :

- ☐ Cortisol

- ☐ ACTH ❄

Autres tests sur Cortisol

Nom :

Temps :

.....

- ☐ Cortisol (jusqu'à 10 temps)

Autres tests sur ACTH

Nom :

Temps :

.....

- ☐ ACTH (jusqu'à 9 temps) ❄

Tests sur Aldostérone - Rénine

Nom :

Temps:

- ☐ Aldostérone (jusqu'à 5 temps) ❄❄

- ☐ Rénine (jusqu'à 5 temps) ❄❄

NE PAS REFRIGERER LES TUBES

Autres tests

Nom du test:

Temps :

.....

Examen(s) concerné(s) :

.....

- ☐ AUTRES EXAMENS tube(s) dédié(s) :